



## Short Arm Fracture Brace Open Thumb



### Optimal anvendelse

Designet med åben tommelfinger for øget tilpasningsvenlighed og komfort for patienten, og lycrabetrækket muliggør hurtigere opvarmning og nedkøling for at speede applikationsprocessen op. De termoplastiske egenskaber og muligheden for brugertilpasning sikrer korrekt ensartet support og en komfortabel pasform. Yder støtte og beskyttelse mod større skader i håndledet. Benyttes primært til distal radius- eller distal ulnafraktur og kan benyttes ved såvel akutte skader som postoperativt.

### Bestillingsinformationer

Short Arm Fracture Brace Open Thumb		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
312-31-1111	312-32-1111	XS
312-41-1111	312-42-1111	S
312-51-1111	312-52-1111	M
312-61-1111	312-62-1111	L
312-71-1111	312-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm

### Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

