



## Hand Based Radial Gutter Brace

### Optimal anvendelse

Hand Based Radial Gutter Brace benyttes til stabilisering af frakturer på 2. og/eller 3. metacarpaler eller phalanges. Denne formstøbte ortose er designet således, at den opnåede pasform og støtte er langt bedre end ved brug af gips, fiberglas eller færdiglavede skinner. Den radiale gutter-del af Hand Based Radial Gutter Brace gør det muligt for plejepersonalet at opnå 70° flexion eller derover i MCP-leddet.

### Bestillingsinformationer

Hand Based Radial Gutter Brace		
Varenummer		
Venstre	Højre	Størrelse
126-31-1111	126-32-1111	XS
126-41-1111	126-42-1111	S
126-51-1111	126-52-1111	M
126-61-1111	126-62-1111	L
126-71-1111	126-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5–20 cm
S	20–23 cm
M	23–25,5 cm
L	25,5–28 cm
XL	>28 cm

### Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

