



## Wrist-O-Prene™

### Optimal anvendelse

Neoprenskinne med en formet aluminiumsstiver i håndfladen indlagt i en syet vinylomme, som sikrer, at håndfladestiveren holdes på plads. Fremstillet til den foretrukne 17,5 cm længde.

### Bestillingsinformationer



Wrist-O-Prene™			
Varenummer			
Højre	Venstre	Håndledsbredde	Størrelse
79-87503	79-87513	7-8 cm	S
79-87505	79-87515	8-9 cm	M
79-87507	79-87517	9-10 cm	L