



## Pro Night Splint

### Optimal anvendelse

Pro Night natskinne giver en blid udstrækning der medvirker til at lindre smerter og ubehag ved svangsenebetændelse (hælsore) og betændelse i akillesenen. En dorsal "skal" i termoplast og med blød foring medvirker til at fastholde foden i en neutral 90 graders position, og dette giver en let udstrækning og optimal komfort. Udformet med lav profil og komfortabel pasform og derfor let at anvende. Stroplukningerne omkring fod og læg samt det åbne hældesign tillader minimal og sikker bevægelse, hvis der er behov for dette. To størrelser passer til højre eller venstre fod.

### Bestillingsinformation

Pro Night Splint	
Varenummer	Størrelse
79-81494	S/M
79-81496	L/XL