



Arch Rival

Optimal anvendelse

Patenteret og præfabrikeret fodortose beregnet til behandling af hul fod (pes cavus). Arch Rival fremmer den naturlige fodbevægelse, forbedrer stabiliteten og giver stødabsorption og smertelindring. Det forsænkede område under 1. metatarsalhoved stimulerer den plantarflekterede 1. stråle. Hælen er hævet for at aflaste foden og undgå for kraftige hælstød og stram lægmuskulatur. Det antimikrobielt behandlede termodynamiske materiale bidrager til at forhindre væbter og dårlig lugt.

Bestillingsinformation



Arch Rival	
Varenummer	Størrelse
11-2015-1	A: 35-36
11-2015-2	B: 37-39
11-2015-3	C: 40-42
11-2015-4	D: 43-44
11-2015-5	E: 45-46
11-2015-6	F: 47-48
11-2015-7	G: 49-50