




Xtend 174 Pediatric Cervical Collar

Optimal anvendelse

Samme design som voksenstørrelsen men med børnevenlige designelementer for at gøre det mindre skræmmende at bære halskrave.

Bestillingsinformation



Xtend 174 Pediatric Cervical Collar				
Varenummer	Alder	Højde*	Halsomkreds	Størrelse
79-83281	0-6 mdr			Ped 0
79-83251	6 mdr-2 år	2,8 cm	≤23 cm	Ped 1
79-83252	2-6 år	3,1 cm	20 cm – 28 cm	Ped 2

Pædiatrisk halskrave med ekstra puder				
Varenummer	Alder	Højde*	Halsomkreds	Størrelse
79-83206	0-6 mdr			Ped 0
79-83227	6 mdr-2 år	2,8 cm	≤23 cm	Ped 1
79-83228	2-6 år	3,1 cm	20 cm – 28 cm	Ped 2
79-83222	6-12 år	4,4 cm	23 cm – 33 cm	Ped 3

Pædiatrisk tilbehør – ekstra puder				
Varenummer	Alder	Højde*	Halsomkreds	Størrelse
79-83972	0-6 mdr			Ped 0
79-83253	6 mdr-2 år	2,8 cm	≤23 cm	Ped 1
79-83254	2-6 år	3,1 cm	20 cm – 28 cm	Ped 2
79-83204	6-12 år	4,4 cm	23 cm – 33 cm	Ped 3

*Højde = måles fra brystbenets top til hagen.