

# DONJOY®



## Perform'Ice Knee

### Optimal anvendelse

Knæbandage med hængsler og kold kompression.

**Indikationer:** • Anvendes post-traumatisk, præ- eller postoperativt, er ideel ved tilstande der kræver støtte og stabilisering af knæ, med valgfri kold kompression. • Generel knæsmerte eller hævelse pga. mild ligamentskade eller instabilitet, menisklæsion, patellofemoral smerte. • Postoperativ anvendelse efter knækirurgi: artraskopi, ligamentreparation, patella-reparation, osteotomi, partiel eller total knæudskiftning.

### Fordele og egenskaber

- Knæbandagen er let at anvende sammen med 2 stropper der lukker ved kontakt.
- Leveres med 2 Ice Packs, så man kan opbevare 1 reservepakke i fryseren.
- Efter 4 timer i fryseren giver Ice Pack 20 – 30 minutters kuldebehandling.
- Ice Pack har et blødt overtræk der giver patienten komfort.
- Stropperne hjælper med at justere bandagen, så den er tætsiddende.
- Aftagelige polycentriske hængsler i aluminium der giver medial/lateral stabilisering af ustabile knæled.

Perform'Ice Knee indeholder:

- 2 x Ice Packs til lokaliseret ekstern anvendelse af kuldeterapi
- 1 x oppustelig manchete der supplerer kuldebehandlingen med en kompressionsvirkning
- 1 x manuel pumpe til justering af kompressionsniveauet
- 1 x hygiejne Polybag med patient-ID til nedfrysning af Ice Pack
- 2 x aftagelige polycentriske hængsler til medial/lateral støtte

### Bestillingsinformationer



Perform'Ice Knee		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0015	33 – 60 cm	Standard
82-0020	61 – 81 cm	XL

