



## Clima Flex OA

### Optimal anvendelse

Clima Flex OA er en fleksibel OA-ortose til patienter med mild til moderat knæartrose. Det nye C-6-stof gør den luftig og bekvem at gå med. Teleskopleddet giver mulighed for individuel aflastning som patienten selv kan justere. Slå om-designet gør den nem at tage af og på og giver mulighed for tilpasning til forskellige faconer ben.

### Fordelte og egenskaber

- C-6 Technology™ materiale med avanceret afkølede effekt – De indvævede tråde af rent kulstof i det fugttransporterende, åndbare og kølende antimikrobiologiske stof giver temperaturregulering og naturlig afvisning af ubehagelig lugt.
- Trykaflastning via nøgleløs dobbelt drejeskive – Ny, brugervenlig integreret drejeskive med dobbelt virkning giver mulighed for undervejs at justere hængstet til en komfortabel og behagelig aflastning af knæet, når som helst og hvor som helst.
- E-Z slå-om applikation – Greb med E-Z-grip og det intuitive slå om-design sikrer formstabil komfort; skinnen er nem at justere med større eller mindre grad af kompression baseret på patientens behov og komfort.
- Perfekt tilpasning og kontrol – Halvstive manchetter indbygget i lår og læg giver komfortabel støtte og tillid.

### Bestillingsinformationer



Clima Flex OA		
Varenummer	Beskrivelse	Påvirket ledkammer
11-8810-x	Clima Flex OA	Medial Højre/Lateral Venstre
11-8811-x	Clima Flex OA	Medial Venstre/Lateral Højre