



Tru-Pull® Lite

Optimal anvendelse

Tru-Pull® Lite fra DonJoy er en patella stabiliserende bandage med en enkelt anatomisk formet skinne, som er designet til at yde aflastning i bevægebanen. Den lille og lette bandage er lavet af åndbart Breath-O-Prene materiale. Bandagen har brugervenlige stropper og er nem at tage på og af, også for patienter med slidgigt i hænderne. Tru-Pull® Lite er ideel til voksne patienter med mild sublaksation, maltracking og chondromalacia, som har brug for støtte i forbindelse med dagligdags aktivitet. Fås i størrelserne XS-XXXL.

Bestillingsinformationer



Tru-Pull® Lite		
Varenummer	Beskrivelse	Ben
81-0260-x	Tru-Pull® Lite	Højre
81-0261-x	Tru-Pull® Lite	Venstre

Kode	Omkreds	Størrelse
x=1	33-39 cm	XS
x=2	39-47 cm	S
x=3	47-53 cm	M
x=4	53-60 cm	L
x=5	60-67 cm	XL
x=6	67-75 cm	XXL
x=7	75-81 cm	XXXL