

FusioLight II®

Optimal anvendelse

DonJoy® FusioLight II®-ankelskinne har fået nye komfort-egenskaber. Vi har udviklet et velkendt design og bragt ankelkompression og støtte til næste niveau; nu medvirker indsætter af memoryskum til at reducere trykket på malleoli for en mere behagelig patientoplevelse.

Indikationer:

FusioLight II® er designet til at støtte anklen ved let til moderat ankel-forstrækning/-forstuvning og er en hjælp ved kronisk ankelinstabilitet (CAI).

- Akutte laterale ligamentskader af 1. og 2. grad
- Konservativ behandling af ligamentskader
- Initial behandling af kronisk ankelinstabilitet
- Forebyggelse af gentagne skader

Fordele og egenskaber

- NYE polstringer i memoryskum: medvirker til at reducere tryk på malleoli
- Halvstive skaller: medvirker til at minimere ankelrotation
- Anatomisk skaldesign: konturerer malleoli for komfortabel kompression
- Thermy-Tex™-behandling: fugtabsorberende antibakteriel behandling medvirker til at forebygge lugtgener
- Justerbar hælrem: for nem tilpasning
- Letvægt, flad profil, passer til venstre eller højre ankel, ikke fremstillet med naturgummilatex, vaskbar og hurtigtørrende

Bestillingsinformationer

FusioLight II			
Varenummer	Størrelse	Patienthøjde	Skinnehøjde
82-0052-1	S	≤ 1,5 m	17 cm
82-0052-2	M	1,5–1,65 m	23 cm
82-0052-3	L	> 1,65 m	25,5 cm

