



## ActyLight®

### Optimal bruk

Den praktiske ankelstøtten DonJoy ActyLight® er så komfortabel at pasientene glemmer at de bruker den. Tråkk bare rett inn, så gir det låsbare snøringssystemet en rask og sikker tilpasning, som utfylles av et par avtakbare anatomiske avstivere. Den enkle tilpasningen muliggjør både akutt og kronisk bruk, derfor kan ActyLight brukes av pasientene gjennom hele behandlingen.

### Indikasjoner:

ActyLight er utformet for å gi støtte og stabilisering til ankelen.

- Første behandling av kronisk ankelinstabilitet
- Milde til moderate forstuvninger av det laterale ligamentet
- Isolerte syndesmoseskader (grad 1)
- Tilbakevending til trening, forebygging av ny skade
- Ligamentinstabilitet
- Supinasjonsforebygging

### Fordeler og egenskaper

- Enkel å ta av og på, pasienten trækker rett inn i støtten
- Trygg snørelåsmekanisme sikrer presis stramming, bidrar til å opprettholde en konsistent tilpasning og kan utløses raskt
- Lett, pustende materiale bidrar til å holde foten kjølig og tørr og bidrar til etterlevelse
- Åttetallsremmer gir kontroll over inversjon/eversjon
- Konturformede bilaterale avstivere gir ekstra stabilitet og beskyttelse og kan flyttes for å gi plass til malleolene
- Får plass i joggesko, slik at det blir enkelt for pasientene å holde seg aktive
- Moduloppbygd utforming vil si at støtten enkelt kan tilpasses for akutt eller kronisk bruk ved å fjerne avstiverne

### Bestillingsinformasjon



ActyLight			
Artikkelnummer	Ankelledets omkrets	Skostørrelse	Størrelse
82-0054-1	≤ 27 cm	32-36	XS
82-0054-2	27-30 cm	36-39	S
82-0054-3	30-34 cm	39-43	M
82-0054-4	≥ 34 cm	43-47	L