



# AIDE À LA PRESCRIPTION

- AJUSTABLE
- MODELABLE À VOLONTÉ
- RÉSISTANTE À L'EAU




La Différence EXOS™



Modelable à volonté




Application à chaud



Résistante à l'eau



Radiotransparente




Traitement antimicrobien



Système de fermeture exclusif BOA™



Poids plume



## PRISE DE MESURE EXOS

Tailles	Circ. Main
XXS	16,5 - 18,5 cm
XS	18,5 - 20 cm
S	20 - 23 cm
M	23 - 25,5 cm
L	25,5 - 28 cm
XL	> 28 cm

### • Exos Pouce II

- Indications :
  - Pouce du skieur, entorses, dislocations
  - Hyper-extension de l'articulation du pouce
- Tailles : XXS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 43,32 €

**Temps de chauffe\* : 3 minutes**

### • Exos Rhiza

- Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce.
  - Fracture simple de la colonne du pouce
- Tailles : XS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 53,18 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

### • Exos Poignet-Pouce Court

- Indications :
  - Fractures de la base du 1<sup>er</sup> métacarpien
  - Entorses, luxations
- Tailles : XXS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 94,40 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

### • Exos Poignet-Main

- Indications :
  - Lésions du carpe ou des ligaments
  - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
- Tailles : XXS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 56,64 €

**Temps de chauffe\* : 3 minutes**

### • Exos Poignet-Main Long II

- Indications :
  - Fractures stables de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus
  - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
  - Entorses graves du poignet
- Tailles : XXS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 56,64 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

### • Exos Doigt Externe

- Indications :
  - Fractures phalangiennes des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> doigts et des métacarpiens correspondants.
- Tailles : XS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 39,86 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

### • Exos Doigt Interne

- Indications :
  - Fractures phalangiennes des 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> doigts et des métacarpiens correspondants.
- Tailles : XS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 39,86 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

### • Exos Boxer Externe

- Indications :
  - Fractures du 2<sup>ème</sup> et/ou 3<sup>ème</sup> métacarpien
- Tailles : XS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 79,20 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

### • Exos Boxer Interne

- Indications :
  - Fractures du 4<sup>ème</sup> et/ou 5<sup>ème</sup> métacarpien
- Tailles : XS - XL - Droite ou Gauche
- Base de remboursement LPPR : 79,20 €

**Temps de chauffe\* : 5 minutes**

\*A titre indicatif



Vidéo de Mise en place Exos™



Vidéo de Mise en place Exos™



Vidéo de Mise en place Exos™



MOTION IS MEDICINE

www.DJOGlobal.fr

Fabricant : DJO LLC - Lire attentivement la notice avant utilisation  
Tous ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I  
selon la directive européenne 93/42/CEE.  
\* Le mouvement, c'est la santé.